

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<zugpruefung_leinen version="1.0">
  <pruefteilinfo>
    <hersteller><![CDATA[Nova]]></hersteller>
    <musterbezeichnung><![CDATA[PPSL160]]></musterbezeichnung>
  </pruefteilinfo>
  <testinfo>
    <rechnung>Nova</rechnung>
    <pruefer>Brunn/Buntz</pruefer>
  </testinfo>
  <testergebnis>
    <kommentar>alt
</kommentar>
    <maxlast einheit="daN">158,2</maxlast>
  </testergebnis>
</zugpruefung>
```